



The PhysioLITE III



PhysioLITE III – це компактний апарат для терапії ударними хвилями низької інтенсивності, що відповідає клінічним стандартам. Він запускає внутрішньо- та позаклітинні процеси, які сприяють загоєнню й відновленню м'яких тканин.

Принцип дії ударно-хвильової терапії базується на глибокій фокусованій хвилі, яка активує клітини та стимулює утворення нових, що замінюють пошкоджені тканини.

Така терапія покращує кровообіг у зоні впливу, може викликати розширення судин (вазодилатацію) й утворення нових кровоносних судин (ангіогенез), сприяючи відновленню опорно-рухових тканин.

- Клінічна ефективність
- Глибока проникаюча сфокусована ударна хвиля
- Регульована частота
- Безболісна 5-хвилинна процедура
- Міцна високоякісна конструкція
- Проста в застосуванні терапія

PhysioLITE III — це терапевтичний апарат ударно-хвильової дії, який генерує глибоко проникаючі імпульси в м'які тканини. Ударні хвилі проникають у глибокі шари тканин і спричиняють вазодилатацію (розширення судин), що сприяє покращенню кровообігу в зоні обробки, допомагає зменшити біль і пришвидшує процес загоєння.

PhysioLITE III — ергономічний, легкий пристрій з простим інтерфейсом для зручного проведення процедур. На ручному пульті керування доступно 3 частотні режими (10 Гц, 15 Гц та 20 Гц), а також можливість налаштування часу сеансу.

Апарат підтримує декілька рівнів інтенсивності, що дозволяє адаптувати його до широкого спектра терапевтичних протоколів. PhysioLITE III підходить для проведення різноманітних процедур знеболення.

У комплекті постачання: ультразвуковий гель, мережевий адаптер (AC/DC), інструкція користувача, швидкий посібник із запуску та збірник рекомендованих протоколів терапії.



Особливості PhysioLITE II:

- Декілька частотних режимів для лікування як помірному, так і гострого болю
- Фокусовані глибоко проникаючі ударні хвилі
- Посібник із терапії в комплекті — понад 25 протоколів лікування
- Вбудований таймер
- Яскраве та інтуїтивно зрозуміле керування з дисплеєм
- Міцна та якісна конструкція
- Вихідна потужність клінічного рівня
- Можливість вибору частоти (Гц)
- Компактний та ергономічний дизайн
- Легка у використанні терапія
- Повна комплектація: пристрій, ультразвуковий гель, адаптер живлення AC/DC, посібник із швидкого запуску, інструкція користувача та протоколи терапії
- 6 місяців гарантії

Технічні характеристики

Частота	10 Гц, 15 Гц, 20 Гц
Ударна хвиля	Неперервна сфокусована акустична хвиля
Тип хвилі	Неперервна / Імпульсна
Вихідна потужність	35 mJ / 1 бар
Тривалість процедури	1-5 хв